

JING XING INTERNATIONAL TRADE (HK) CO.,LIMITED
UNIT A13, 9/F SILVERCORP INT'L TOWER 707-713 NATHAN RD MONGKOK KLN
HONG KONG

PERFORMA INVOICE

From: JING XING INTERNATIONAL TRADE (HK)
CO.,LIMITED

UNIT A13, 9/F SILVERCORP INT'L
TOWER 707-713 NATHAN RD
MONGKOK KLN HONG KONG

TEL:00852-9666 9759 FAX-00852-
21100996

TO : Zhengzhou Zhongpu Instruments and
Equipment Co.,Ltd

NO.48 4 LEVEL, 4 BUILDING NO.53
KEXUE AVENUE, HIGH-TECH ZONE,
ZHENGZHOU HENAN

TEL: (86) 0371- 63791870 FAX: (86)
0371-63791871

Contract No.: **ZZZP20201125**

No.	Commodity, Specifications	Quantity	Net weight	Unit Price (USD)	Amount (USD)
1	中文名: 小动物活体多模式成像分 析仪 型 号: IVIS Lumina XRMS Series III	1	134.5KG	446,000.00	446,000.00
TOTAL: CIP ZHENGZHOU AIRPORT USD 446000.00					
SAY USD four hundred and forty-six thousand ONLY					



中华人民共和国海关进口货物报关单

460420211041168772



预录入编号: 460420211041168772

海关编号: 460420211041168772

(郑州机场关)

仅供核对用

页码/页数: 1/1

境内收货人 (91410100799170106J) 郑州中谱仪器设备有限公司	进境关别 (4604) 郑州机场关	进口日期 20210706	申报日期 20210706	备案号
境外发货人 JINGXING INTERNATIONAL TRADE (HK) CO., LIMITED	运输方式 (5) 航空运输	运输工具名称及航次号 CX3250/20210705	提运单号 16061493902_4914028877	货物存放地点 民航
消费使用单位 (12410000415800370M) 郑州大学	监管方式 (0110) 一般贸易	征免性质 (902) 高等学校	许可证号	启运港 (HK0000) 中国香港
合同协议号 ZZP20201125	贸易国 (地区) (HKG) 中国香港	启运国 (地区) (HKG) 中国香港	经停港 (HK0000) 中国香港	入境口岸 (410003) 郑州新郑国际机场
包装种类 (99/93) 其他包装/天然木托	件数 3	毛重 (千克) 210	净重 (千克) 134.5	成交方式 (1) CIF
随附单证及编号			运费	保费
				杂费

随附单证1: 准予担保通知书RS4601210119 随附单证2: 代理报关委托协议 (电子); 发票

标记唛码及备注

备注: 包装为: 2纸箱1天然木托。原理: 通过生物发光或光学探针研究对象进行光学标记, 使其具备发光特性, 之后利用系统高灵敏度相机对标记好的研究对象进行光学图像采集, 并通过超低计量的X光成像提供骨骼等解剖学结构信息进行定位, 最后通过配套软件进行图像数据的分析处理 ZZP20201125 ZHENGZHOU, CHINA

项号	商品编号	商品名称及规格型号	数量及单位	单价/总价/币制	原产国(地区)	最终目的国(地区)	境内目的地	征免
1	9027509090	小动物活体多模式成像分析仪 4 3 见备注 通过光学成像技术, 在活体动物水平直接观测动物体内的生物学变化	1台 134.5千克 1台	446000.0000 446000.00 美元	美国 (USA)	中国 (CHN)	(41013/410101) 郑州高新技术开发区/郑州市市辖区	保证金 (6)

特殊关系确认: 否

价格影响确认: 否

支付特许权使用费确认: 否

自报自缴: 否

报关人员

报关人员证号46104459

电话

兹申明对以上内容承担如实申报、依法纳税之法律责任

海关批注及签章

申报单位 (91410296MA46JXR668) 河南德福综合外贸服务有限公司

申报单位 (签章)

中华人民共和国海关准予办理减免税货物税款担保通知书

编号: RS4601210119

主管海关	金水海关				
减免税申请人	郑州大学				
申报地海关	郑州机场海关	进(出)口岸	郑州机场海关		
政策依据	245号令				
合同协议号					
担保原因	4				
准予担保期限	自2021年06月28日至2021年12月28日止				
备注					
税款担保货物清单					
序号	商品名称	数量	单位	总价	币制
1	小动物活体多模式成像分析仪	1	台	446000	美元

注: 本通知书载明的减免税货物准予担保期限是指减免税货物可以凭税款担保先予放行的期限, 减免税申请人在减免税货物准予担保期限届满前取得《征免税确认通知书》的, 应当向申报地海关办理征税、减税或者免税相关手续, 申报地海关解除税款担保。



中华人民共和国海关准予办理减免税货物税款担保通知书

编号: RS4601210128

主管海关	金水海关				
减免税申请人	郑州大学				
申报地海关	新郑海关	进(出)口岸	新郑海关		
政策依据	245号令				
合同协议号					
担保原因	4				
准予担保期限	自2021年07月02日至2022年01月02日止				
备注					
税款担保货物清单					
序号	商品名称	数量	单位	总价	币制
1	体外多模式检测系统	1	台	60000	美元

注: 本通知书载明的减免税货物准予担保期限是指减免税货物可以凭税款担保先予放行的期限, 减免税申请人在减免税货物准予担保期限届满前取得《征免税确认通知书》的, 应当向申报地海关办理征税、减税或者免税相关手续, 申报地海关解除税款担保。

金水海关(印章)

2021年07月02日

付帐通知
2021 年 4 月 2 日

付款单位	全称	郑州中谱仪器设备有限公司	下列金额我行已借记你帐户
	帐号	77310188000037632	
摘 要			金 额
TT77152100227AA 6.577849 USD 446,000.00 境外汇出汇款手续费 CNY1,000.00 境外电讯费 CNY150.00			CNY 2,933,720.65

附件 张 事后监督 复核 裴瑞瑞 记帐 制票 胡晴晴
团结传税管系统流水号: 8102021040292247800000242273950
/8102021040292247800000242273952



3720279



4320814

Packing Nbr

3720279

Our Order Number

4320814

Your Order Number

ZZZP20201125

Customer Number

100555896

Ship to

ZHENGZHOU UNIVERSITY
NO.100,KEXUE ROAD
450001 ZHENGZHOU
China

Page 1 of 2

Date

2021/06/23

PerkinElmer (Hong Kong) Ltd
Unit 1803 Aitken Vanson Centre
61 Hoi Yuen Road, Kwun Tong
Kowloon
Hong Kong
TEL: (852) 26201881 FAX: (852) 26201238

Invoice To

JINGXING INTERNATIONAL TRADE(HK)CO.,
Ltd.
UNIT A13,9/F SILVERCORP INT'L TOWER 707-713 NATHAN
0000 HONGKONG-MONGKOK KLN
Hong Kong

PACKING LIST

Carrier
HK Large PackShipment Status
Complete

Delivery Terms

Carriage and insurance paid to ZHENGZHOU XINZHENG AIRP.

Warehouse Address

PerkinElmer Hong Kong Ltd
Unit 1803 Aitken Vanson Centre
61 Hoi Yuen Road
Kwun Tong, Kowloon
Hong Kong

Line No.	Order No.	Qty	Part No.	Description
1	1	1	CLS136341	IVIS Lumina XRMS Inst, Series III, 220V Serial No. (IS2120N8191)
2	14	1	CLS146737	Rodent Anesthesia System, RAS-4 Serial No. (RA2033N0606)
3	24	1	118999	XAF-8 Anesthesia System Filters (8 PK)
4	34	1	118934	XAM-2 Standard 2 Rat Manifold

Delivery Number(s)
89782119
89782118

ULTIMATE DESTINATION: China

Carton 1 of 3

Dimensions (CM) 130 X 90 X 130
Net Weight (KG) 182
Gross Weight (KG) 183
Contents

Order Line 1 Part No. CLS136341

Qty 1

Carton 2 of 3

Dimensions (CM) 68 X 60 X 37
Net Weight (KG) 21
Gross Weight (KG) 22
Contents

Order Line 14 Part No. CLS146737

Qty 1

2021-9-1

IMPORTANT

Please examine goods on receipt to check for possible damage. In the event of any damage or shortage PerkinElmer should be informed immediately.
Damage should be reported to the local office of PerkinElmer within 24 hours of goods receipt.
All packing material must be retained for inspection by our own or the carrier's authorised representatives.
IT IS IMPORTANT TO QUOTE OUR ORDER NUMBER ABOVE.

设备培训记录

时间	2021 年 月 日	培训人	郝盼
地点	郑州市大学现代分析与基因测序中心		
培训设备	小动物活体多模式成像分析仪		
主要内容			
针对小动物活体多模式成像分析仪培训涉及如下内容： 1、小动物活体多模式成像分析仪的基本原理； 2、小动物活体多模式成像分析仪的基本组成； 3、小动物活体多模式成像分析仪的操作流程； 4、小动物活体多模式成像分析仪的日常维护； 5、小动物活体多模式成像分析仪的常见故障排除方法； 6、小动物活体多模式成像分析仪的应用心得； 7、小动物活体多模式成像分析仪的技术支持；			
签到：	  		

安装测试表

仪器名称: **IVIS Lumina XRMS**

仪器型号:	<u>Lumina3 XRMS</u>	仪器序列号:	<u>IS2120N8191</u>
用户名称:	<u>郑州大学</u>		
地 址:	<u>郑州市中原区科学大道 100 号</u>	电话/传真:	<u>15286850285</u>
用户姓名:	<u>赵无垠</u>	服务工程师:	<u>袁举现</u>
		日期:	<u>2021-09-01</u>

1、☐ 现场检查环境条件 ☒

2、☐ 清点货物 ☒

3、☐ 硬件连接 ☒

4、☐ 软件连接 ☒

5、安装测试记录

项目	标准值	实测值	结论
仪器初始化	仪器能正常完成初始化	正常	合格
像机位置校准	像机拍照中心线与测试板中心线重合.	正常	合格
暗箱漏光测试	平均值<50 counts	21	合格
聚焦测试	Fstop=1 时聚焦良好	良好	合格
光子定量校准	将测试数据填入 Photon calibration 表格, 所有计算结果均显示 pass.	Pass	合格
QD800	荧光模式 EX710,Em845,有正常的荧光信号.	正常	合格
滤光片测试	选取 80%的正方形的区域, Efficiency 平均值小于 1.0e-5.	小于 1.0e-5	合格
X 光磷屏位置检查	x 光磷屏位置处于成像区域中间.	正常	合格
X 光与明场图像重合测试	检查 X 光与明场图像叠加后要重合.	正常	合格
载物台加热功能	载物台能够正常加热	正常	合格
备份校准及检测数据	备份仪器的各校准数据及安装测试数据	已备份	完成

6、客户培训:

☐ 1、回顾客户仪器安装的性能情况及环境状况。 ☒

☐ 2、简述仪器特点及基本工作原理。 ☒

☐ 3、说明正确的开机顺序及安全操作。 ☒

- ☐ 4、演示如何启动仪器软件。√
 - ☐ 5、说明如何进行一个简单的样品拍照。√
 - ☐ 6、简述图形窗口基本功能。√
 - ☐ 7、说明关机程序。√
 - ☐ 8、说明仪器出现故障时应采取的措施及报修步骤。√
- 服务电话: 800-820-5046 或 021-60645820

该仪器已经按照标准安装程序完成安装, 经测试已达到仪器出厂性能指标, 此仪器运作正常并交付客户使用。

工程师签名:

袁举现

客户签名

赵无垠



Certificate of Compliance

Caliper Life Sciences, Inc.
68 Elm Street
Hopkinton, Massachusetts 01748
(508) 435-9500
FAX (508) 435-3439

This document certifies that the IVIS LUMINA III XR Imaging System, Serial Number IS2120N8191, was assembled and tested at the Caliper Life Sciences, Inc. facility in Hopkinton, Massachusetts, USA. Caliper Life Sciences processed this Imaging System using Manufacturing and Test Procedure Number CLS137141 and Calibration Procedure Number CLS137147 on 5/24/21. This IVIS Imaging System meets all of Caliper Life Sciences' Product and Test specifications listed below:

- Hemi Light Leak
- Shelf Temperature
- Focus / FOV Calibration
- X-ray Leakage Survey
- Photon Calibration
- Fluorescence Reference Calibration
- Visual Inspection

Authorized Signature Maria Downing Date 5/24/21

PRODUCT CERTIFICATION AND DECLARATION OF CONFORMITY

Model Names and Part Numbers

<u>Model Name</u>	<u>Part Numbers</u>
Lumina LT III	CLS136331, CLS136332, CLS136333
Lumina III	CLS136334, CLS136335, CLS136336
Lumina XRMS III	CLS136340, CLS136341, CLS136342, CLS136343

Type of Equipment: Electrical Laboratory Equipment

Declaration of EMC, Safety, and RoHS Compliance

This PerkinElmer product conforms to the regulations stipulated in the CE Mark requirements for the EMC Directive (2014/30/EU), the Low Voltage Directive (2014/35/EU), and the RoHS 2 Directive (2011/65/EU).

EN 55011:2009 + A1:2010, Group 1, Class A, EMC -- RF Characteristics of ISM Equipment
EN 61326-1:2013, EMC -- Requirements for Electrical Equipment for Laboratory Use
EN 61000-4-2:2009, EMC -- Electrostatic Discharge Requirements
EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010, EMC -- Radiated Electromagnetic Field Requirements
EN 61000-4-4:2004 + A1:2010, EMC -- Electrical Fast Transient/Burst Requirements
EN 61000-4-5:2006, EMC -- Surge Immunity Requirements
EN 61000-4-6:2009, EMC -- Conducted Disturbances (induced by RF fields) Requirements
EN 61000-4-8:2010, EMC -- Power Frequency Magnetic Field Requirements
EN 61000-4-11:2004, EMC -- Voltage Dips, Short Interruptions, Voltage Variations Requirements
EN 61000-3-2: 2014, EMC -- Harmonic Current Emissions
EN 61000-3-3: 2013, EMC -- Voltage Fluctuations and Flicker
EN 61000-6-1 (2005) Electromagnetic Compatibility
EN 61010-1:2010 3rd edition, Safety Requirements for Electrical Equipment for Laboratory Use
EN 50581:2012, Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to RoHS

CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12, Safety Requirements for Electrical Equipment for Laboratory Use
UL 61010-1, 3rd edition, Safety Requirements for Electrical Equipment for Laboratory Use
ICES-003 Issue 6, Class A, Radiated and Conducted Emissions
FCC Part 15, Class A, Radiated and Conducted Emissions
AS/NZS CISPR 11:2011, Group 1, class A



This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of PerkinElmer.

Signed for and on behalf of:

Signature:

Date:

Title of signatory:


04/23/2019
Dir. of Quality

PerkinElmer, 68 Elm Street, Hopkinton, MA, USA

PN: 120514 rev J